

MODALITÀ DI RACCOLTA
SECRETO URETRALE PER RICERCA CHLAMYDIA T.

CONTENITORE

Apposito sistema di prelievo fornito dal Laboratorio Analisi.

RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE

- Accurata pulizia dei genitali esterni
- È preferibile eseguire il prelievo al mattino prima di urinare; in alternativa dopo almeno due ore dall'ultima minzione
- Inserire il tampone a punta piccola nel meato uretrale (per circa 1-2 cm nell'uomo) e ruotarlo per pochi secondi.
- Una volta effettuato il prelievo inserire il tamponcino nella sua provetta
- Consegnare in Laboratorio entro 1 ora
- Per periodi più lunghi fino a 24 ore, conservare in frigorifero.

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

«90.90.1 Chlamydie ricerca diretta su secreto uretrale»